

HEPD-2

# NANOPERSION PICCOLO

ナノパージョンピッコロ

試験・研究に最適!!

Suitable for laboratory use

- “超高速” より早く安定した処理が可能  
超高速仕様により分散性能向上を実現
- Improved dispersion performance by ultra-speed and stable operation
- コンパクトなので卓上使用可能
- Compact and desktop type.
- 操作が簡単
- Easy operation.
- 混合容器の取り外しが出来るため掃除が容易
- Removable mixing tank for easy cleaning.
- 100V電源
- 100 volts.

あらゆる混合材料の高精度混合!!

Supports blending of any kind of material with high precision!



医薬品 Pharmaceuticals



食品 Food



化粧品 Cosmetics



プラスチック Plastic



金属 Metal





セラミック Ceramics




仕様 Specifications

型式 Model	HEPD-2
タンク容量 Tank Capacity	1.5L
ジャケット Jacket	ジャケットタイプ Jacket type
電源電圧 Power Supply	AC100V(単相) AC100V single phase
電動機 Motor	0.6kW
速度制御範囲 Allowable speed range	16000rpm (インバータ無段変速) 16000rpm (Inverter)
操作盤 Control Panel	ミキサー本体別置型、タイマ付 Separate type with timer
重量 Weight	20kg (本体)

外径寸法図 Outline Dimensions



コントローラー背面  
(奥行き165)



\*本カタログに記載の仕様等は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
\*取扱の際は、必ず説明書をよくお読みの上ご使用ください。

\*These specifications are subject to change without notice.  
\*Please read the instruction manual carefully before use.



右記のQRコードからアクセスください。→

粉粒体用機器&システム

**KAWATA** 株式会社 **カワタ** [www.kawata.cc](http://www.kawata.cc)

カワタ

本 社 / 〒550-0011 大阪市西区阿波座 1-15-15 第一協業ビル Tel.06-6531-8211 Fax.06-6531-8216

営業所 / ●仙 台 :Tel.022-308-6361 Fax.022-308-6364

●南関東 :Tel.046-229-6828 Fax.046-229-6810

●大 阪 :Tel.06-6531-8011 Fax.06-6531-8216

工 場 / ●東 京 :Tel.048-224-4447 Fax.048-224-0153

機力ワタテクノサービス / ●本社・東京サービス :Tel.048-224-4447 Fax.048-224-0153 ●大阪サービス :Tel.06-6657-0858 Fax.06-6657-0894

海外拠点 / 中国・台湾・タイ・ベトナム・マレーシア・シンガポール・インドネシア・フィリピン・アメリカ・インド・メキシコ

●埼 玉 :Tel.048-224-0008 Fax.048-224-0090

●静 岡 :Tel.054-287-2040 Fax.054-287-2344

●広 島 :Tel.082-568-0541 Fax.082-263-5492

●大 阪 :Tel.06-6657-0858 Fax.06-6657-0894

●東 京 :Tel.03-5645-7880 Fax.03-5645-7882

●名古屋 :Tel.052-918-7510 Fax.052-911-3450

●九 州 :Tel.092-412-6767 Fax.092-412-6591

●三 田 :Tel.079-563-6933 Fax.079-563-6947